

T500/DZA1/ZDZ-D1 数显电阻真空计

简明使用说明书

- 一、测量范围: 100000—0.1Pa (检测范围 : 2000-0.5Pa)。
- 二、规管在设备上固定真空密封好 , 用电缆和显示器连接 , 打开后面板电源开关 ,(T500 一体化真空计 JK 插座或 9 针座 1(+)2(地) 接入 15-24V 直流电源 , 或者 14.8V 锂电池。)

三、在大气压时调满度 :

- a) 按 set 键显示 LOC00;
- b) 长按 set 键 5 秒再放开 , 显示 FULL 满度调节提示符 ;
- c) 等 FULL 消失后长按 set 键 2 秒后再放开 (此时显示 1.0E5 或者直读显示 99999Pa 的大气压值 , 此时需按下降键检查数字能否下降 , 若可以再长按 set 键 2 秒后放开使再显示 1.0E5 或 99999) , 最后按最右边的回车键将数据锁存(此时面板灯不闪了)。

四、在真空状态 1.0E-2Pa 时调零点 (一般禁止客户调整):

- a) 按 set 键显示 LOC00;
- b) 长按 set 键 5 秒再放开 , 显示 ZERO 零点调节提示符 ;
- c) 等 ZERO 消失后长按 set 键 2 秒后再放开 (此时显示 1.0E-2 或直读显示 0.01Pa 的零点值 , 需按上升键检查数字能否上升 , 若可以再长按 set 键 2 秒后放开使显示 1.0E-2 或 0.01) , 最后按最右边的回车键将数据锁存(此时面板灯不闪了)。

五、功能输出见机箱旁边标签标注。通讯输出和继电器控制输出需更详细的说明书 , 请联系本公司(技术支持 : 021-62315744、13916869915) 发电子版说明书到客户邮箱。

单位 : 上海云捷真空仪器有限公司

地址 : 上海市长寿路 748 弄 1 号楼 2003 号 邮编:200060

电话/传真 : (021) 62315744; (0)13916869915 网址 : www.shyvac.com